


Anti-Psmb1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P20618

Artikelnummer: CM0018104



Einführung

PSMB1 Kaninchen-polyclonaler Antikörper (HC5/PSC5) für Western Blot, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliche, murine und Ratten-Proteasom-Untereinheit Beta-Typ-1 (26 kDa). Ideal für Proteasom-Forschung und Studien zum Proteinabbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HC5; PSC5; PMSB1; NEDMHAL; PSMB1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5689
GenID	5689
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 29-241 des menschlichen PSMB1 (NP_002784.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20618
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel