


Anti-Psmb10 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P40306

Artikelnummer: CM0003033



Einführung

PSMB10 Kaninchen mAb ist ein spezifischer monoklonaler Antikörper zum Nachweis der Proteasom-Untereinheit beta-2i in Proben von Mensch, Maus und Ratte über WB und ELISA. Geeignet für Immunoproteasom-Forschung, Antigenverarbeitung und Krankheitsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMB10 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	LMP10; MECL1; PRAAS5; beta2i; PSMB10
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5699
GeneID	5699
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-273 von menschlichem PSMB10 (P40306) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40306
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eispackung