


Anti-Psmb10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P40306

Artikelnummer: CM0030094



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PSMB10 (LMP10, MECL1, beta2i), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für die Erforschung von Immunoproteasomen und Antigenprozessierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMB10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LMP10; MECL1; PRAAS5; beta2i; PSMB10
Spezies	Human
GeneID (Human)	5699
GeneID	5699
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-273 des humanen PSMB10 (NP_002792.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P40306
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eistasche