

Anti-Psmb2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49721

Artikelnummer: CM0018511



Einführung

PSMB2 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen die humane Proteasom-Untereinheit Beta Typ-2 gerichtet ist und für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für Proteasomforschung und Studien zum Proteinabbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HC7-I; PSMB2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5690
GenID	5690
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-201 des menschlichen PSMB2 (NP_002785.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P49721
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel