

Anti-Psmb2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P49721

Artikelnummer: CM0030578



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen PSMB2, eine 20S-Proteasom-Untereinheit, die am Ubiquitin-abhängigen Proteinabbau beteiligt ist. Validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Essenziell für die Proteasom-Forschung in den Bereichen Krebs, Neurodegeneration und Immunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMB2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	HC7-I; PSMB2
Spezies	Mensch
Gen-ID	5690
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-201 des menschlichen PSMB2 entspricht (NP_002785.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49721
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel