


Anti-Psmb3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P49720

Artikelnummer: CM0025399



Einführung

PSMB3 Kaninchen-polyklonaler Antikörper (HC10-II), geeignet für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten PSMB3. Essentiell für Proteasom-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMB3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HC10-II; PSMB3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5691
Gen-ID	5691
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-205 des humanen PSMB3 (NP_002786.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49720
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eistüte