


Kaninchen-Polyclonales Anti-Psmb4-Antikörper Für Wb Und Elisa - P28070

Artikelnummer: CM0027319



Einführung

CamelBio liefert ein kaninchen-polyclonales Antikörper gegen menschliches PSMB4 (Proteasom-Untereinheit Beta Typ 4), validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Proteinabbau und Ubiquitin-Proteasom-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMB4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HN3; HsN3; PRAAS3; PROS26; PROS-26; PSMB4
Spezies	Mensch
Gen-ID	5692
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-264 von menschlichem PSMB4 (NP_002787.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28070
Proteinmasse	29 kDa
Versand	Eisbeutel