

Anti-Psmb6 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28072

Artikelnummer: CM0028995



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes PSMB6, validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt PSMB6 bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum Proteasom und Proteinabbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMB6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LMPY; DELTA; PSMB6
Art	Mensch
GenID (Mensch)	5694
GenID	5694
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 35-239 von humanem PSMB6 (NP_002789.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28072
Proteinmasse	25 kDa
Versand	Eispackung