

Anti-Psmb7 Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99436

Artikelnummer: CM0014381



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches PSMB7 (Proteasom-Untereinheit Beta-Typ 7), validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/Immunzytochemie und ELISA. Geeignet für Proben von Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMB7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PSMB7; Z
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5695
Gen-ID	5695
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 44-200 des menschlichen PSMB7 (NP_002790.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99436
Proteinmasse	30 kDa
Versand	Eisbeutel