


Anti-Psmb8 Kaninchen-Polyclonalkörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P28062

Artikelnummer: CM0028302



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes PSMB8, eine Komponente des Immunoproteasoms, das an der Antigenverarbeitung beteiligt ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für die Forschung zu Apoptose und Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMB8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	JMP; ALDD; LMP7; NKJO; D6S216; PRAAS1; PSMB5i; RING10; D6S216E; PSMB8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5696
GenID	5696
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 163-272 von humanem PSMB8 (NP_004150.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P28062
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel