


Monoklonaler Anti-Psmb9/Lmp2-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P28065

Artikelnummer: CM0011562



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen die humane PSMB9/LMP2-Untereinheit des Immunproteasoms, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproteinen. Geeignet für Untersuchungen zur Antigenverarbeitung und Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMB9/LMP2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	LMP2; PRAAS3; PSMB6i; RING12; beta1i; PSMB9/LMP2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5698
Gen-ID	5698
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28065
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Kühlakku