


Polyklonaler Anti-Psmc1-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P62191

Artikelnummer: CM0014918



Einführung

PSMC1-Kaninchen-pAb weist humanes, murines und Ratten-PSMC1 in WB, IHC-P und ELISA nach. Ideal für Studien zum 26S-Proteasom und zum Ubiquitin-Proteasom-Weg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMC1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	S4; p56; RPT2; P26S4; NEDGTH; PSMC1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5700
Gen-ID	5700
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 77-440 des humanen PSMC1 (NP_002793.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62191
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Eisbeutel