

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Psmc2-Antikörper Für Wb, Elisa - P35998

Artikelnummer: CM0020582



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-PSMC2-Kaninchenantikörper, validiert für WB und ELISA; erkennt die 26S-Proteasom-regulatorische Untereinheit 7 (S7/MSS1) von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Ubiquitin-Proteasom-Wegs und des Proteinabbaus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMC2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	S7; MSS1; RPT1; Nbla10058; PSMC2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5701
Gen-ID	5701
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-160 des humanen PSMC2 (NP_002794.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35998
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Kühlakku