


Anti-Psmc3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P17980

Artikelnummer: CM0013765



Einführung

PSMC3 Rabbit pAb ist ein validierter, polyklonaler Kaninchenantikörper für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Er zielt auf humanes PSMC3, eine regulatorische Untereinheit des 26S-Proteasoms. Ideal für die Proteasom- und Proteinabbau-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMC3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RPT5; TBP1; DCIDP; PSMC3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	5702
Gen-ID	5702
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-180 von humanem PSMC3 (NP_002799.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P17980
Protein-Gewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel