


Anti-Psmc4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P43686

Artikelnummer: CM0007459



Einführung

Validierter Anti-PSMC4 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten PSMC4, eine 26S-Proteasom-Regulatorunterheit, die an der ATP-abhängigen Proteindegradation beteiligt ist. Ideal für die Proteasomforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMC4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	S6; RPT3; TBP7; TBP-7; MIP224; PSMC4
Spezies	Human
GeneID (Human)	5704
GeneID	5704
Immunogen	Rekombinantes Protein/Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz entsprechend den Aminosäuren 1-165 von humanem PSMC4 (NP_006494.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P43686
Protein-Gewicht	47kDa
Versand	Eistasche