

Anti-Psmc4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P43686

Artikelnummer: CM0019060



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PSMC4 (S6/RPT3/TBP7), geeignet für WB, IF/ICC, ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Funktionen der 26S-Proteasom-Regulatoruntereinheit 6B beim ubiquitinabhängigen Proteinabbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMC4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S6, RPT3, TBP7, TBP-7, MIP224, PSMC4
Spezies	Human
GeneID	5704
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-165 von humanem PSMC4 (NP_006494.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P43686
Proteingewicht	47kDa
Versand	Kühltasche