

Anti-Psmc5 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P62195

Artikelnummer: CM0003007



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen PSMC5 (26S Proteasom regulatorische Untereinheit 8) für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-PSMC5. Ideal für die Untersuchung des Ubiquitin-Proteasom-Systems.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMC5 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliase	S8; p45; RPT6; SUG1; SUG-1; TBP10; TRIP1; p45/SUG; PSMC5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5705
GenID	5705
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62195
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel