


Anti-Psmc5 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - P62195

Artikelnummer: CM0013120



Einführung

Polyklonaler Antikörper gegen humanes PSMC5 (26S-Proteasom-regulatorische Untereinheit 8). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Untersuchung der Proteasom-Funktion, des Proteinabbaus und verwandter Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	PSMC5 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	S8; p45; RPT6; SUG1; SUG-1; TBP10; TRIP1; p45/SUG; PSMC5
Spezies	Human
GeneID (Human)	5705
GeneID	5705
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 127-406 des humanen PSMC5 (NP_002796.4) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P62195
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel