


Anti-Psmc5 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P62195

Artikelnummer: CM0014551



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes PSMC5, eine regulatorische Untereinheit des 26S-Proteasoms. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Proteasomen und dem Ubiquitin-Proteasom-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMC5 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	S8; p45; RPT6; SUG1; SUG-1; TBP10; TRIP1; p45/SUG; PSMC5
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5705
GeneID	5705
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 127-406 des humanen PSMC5 (NP_002796.4) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62195
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel