


Anti-Psmc6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P62333

Artikelnummer: CM0027183



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PSMC6 (p42/RPT5/SUG2), validiert für WB und ELISA. Erkennt die regulatorische Untereinheit 10B des 26S-Proteasoms von Mensch und Maus. Ideal für Untersuchungen des Ubiquitin-Proteasom-Wegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMC6 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	p42; RPT5; SUG2; PSMC6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5706
GenID	5706
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-150 von humanem PSMC6 (NP_002797.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P62333
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel