


Anti-Psmd1 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q99460

Artikelnummer: CM0018910



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PSMD1 (26S Proteasom nicht-ATPase regulatorische Untereinheit 1). Validiert für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen in humanen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für die Proteasom- und Ubiquitin-Signalweg-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	PSMD1 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	S1; P112; Rpn2; PSMD1
Spezies	Human
GeneID (Human)	5707
GeneID	5707
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 794-953 des humanen PSMD1 (NP_002798.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q99460
Proteingewicht	106 kDa
Versand	Eisbeutel