


Anti-Psmd11-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O00231

Artikelnummer: CM0015911



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen PSMD11, eine für den Zusammenbau entscheidende Untereinheit des 26S-Proteasoms. Geeignet für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen in Proben von Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMD11-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	S9; Rpn6; p44.5; PSMD11
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5717
Gen-ID	5717
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 253-422 des humanen PSMD11 (NP_002806.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00231
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Kühlakku