


Anti-Psmd13 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Unm6

Artikelnummer: CM0030052



Einführung

Hochwertiger Anti-PSMD13 Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes PSMD13, eine regulatorische Untereinheit des 26S-Proteasoms, die für den Proteinabbau entscheidend ist. Ideal für Studien zum Proteasom und zum Ubiquitin-Proteasom-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMD13 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S11; Rpn9; p40.5; HSPC027; PSMD13
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5719
Gen-ID	5719
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-250 von menschlichem PSMD13 (NP_002808.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UNM6
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel