

Anti-Psmd14 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O00487

Artikelnummer: CM0014801



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PSMD14, eine 26S-Proteasom-Untereinheit. Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus, Ratte. Kritisch für den Ubiquitin-abhängigen Proteinabbau, DNA-Reparatur und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMD14 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PAD1; POH1; RPN11; PSMD14
Spezies	Human
Gen-ID (human)	10213
Gen-ID	10213
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 160-300 von humanem PSMD14 (NP_005796.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O00487
Protein-Gewicht	35kDa
Versand	Eistasche