


Anti-Psmd2 Kaninchen-Polyclonal Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13200

Artikelnummer: CM0019119



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PSMD2 (26S Proteasom regulatorische Untereinheit S2, p97), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Untersuchung von Ubiquitin-vermittelter Proteolyse, Zellzyklus und Apoptose-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	S2, P97, RPN1, TRAP2, PSMD2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	5708
GenID	5708
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-260 von menschlichem PSMD2 (NP_002799.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13200
Proteingewicht	100 kDa
Versand	Eisbeutel