


Anti-Psmd3 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - O43242

Artikelnummer: CM0028681



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes PSMD3, eine regulatorische Untereinheit des 26S-Proteasoms, die am Abbau ubiquitinerter Proteine beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte, geeignet für Forschung zu Proteasomen und Proteinhomeostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMD3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	S3, P58, RPN3, TSTA2, PSMD3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5709
GeneID	5709
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43242
Proteinmasse	61 kDa
Versand	Eispackung