


Anti-Psmd6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15008

Artikelnummer: CM0022208



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches PSMD6 (26S Proteasom regulatorische Untereinheit S10/Rpn7). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Proteasomen und Proteinhomeostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMD6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S10; Rpn7; p42A; p44S10; SGA-113M; PSMD6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9861
Gen-ID	9861
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-307 des menschlichen PSMD6 (NP_055629.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15008
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel