

Anti-Psmd7 Kaninchen-Polyclonale Antikörper - P51665

Artikelnummer: CM0026777



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes PSMD7 (26S-Proteasom-Regulationsuntereinheit), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Forschung zu Proteasomen und Proteinabbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMD7 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	P40; S12; Rpn8; MOV34; PSMD7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5713
GenID	5713
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-324 des humanen PSMD7 (NP_002802.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P51665
Proteinmasse	37 kDa
Versand	Eisbeutel