

Anti-Psmd9-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 000233

Artikelnummer: CM0030029

Einführung

Auf rekombinanten Proteinen basierender polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen PSMD9 (p27/Rpn4). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Untersuchen Sie die Proteasom-Zusammenbau und Chaperon-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMD9 Kaninchen pAb
Alias	p27, Rpn4, PSMD9
Spezies (Ziel)	Mensch
Gen-ID	5715
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-223 von menschlichem PSMD9 (NP_002804.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00233
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel