


Anti-Psme1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q06323

Artikelnummer: CM0025302



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PSME1 (PA28alpha), einen Proteasomaktivator, der an der Antigenverarbeitung beteiligt ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA in humanen und murinen Proben. Immunogen: rekombinantes Fusionsprotein von humanem PSME1 (aa 1-249).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSME1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PA28A; IFI5111; REGalpha; PA28alpha; HEL-S-129m; PSME1
Spezies	Human
GeneID (Human)	5720
GeneID	5720
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-249 von humanem PSME1 (NP_006254.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q06323
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel