


Anti-PSme1/Pa28A-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q06323

Artikelnummer: CM0010822



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes PSME1 (PA28 α). Geeignet für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Immunoproteasom-Funktion und der Antigenverarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSME1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	PA28A; IFI5111; REGalpha; PA28alpha; HEL-S-129m; PSME1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5720
GeneID	5720
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-115 des humanen PSME1 (NP_006254.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q06323
Proteinmasse	29 kDa
Versand	Kühlakku