


Anti-Psme2-Polyklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb Und Elisa - Q9UI46

Artikelnummer: CM0023186



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PSME2 (PA28β), validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Human und Maus; zielt auf den Immunoproteasom-Aktivator ab, der an der Antigenverarbeitung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] PSME2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PA28B; REGbeta; PA28beta; E2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5721
Gen-ID	5721
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-239 von humanem PSME2 (NP_002809.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9UL46
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel