


Anti-Psme2 Kaninchen-Polklonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q9UI46

Artikelnummer: CM0024839



Einführung

KO-validierter Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen humanes PSME2 (PA28 β) für Western Blotting- und ELISA-Anwendungen; kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Forschung zu Immunproteasomen und Antigenprozessierung.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	[KO Validiert] PSME2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	PA28B; REGbeta; PA28beta; E2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5721
GenID	5721
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-239 von menschlichem PSME2 (NP_002809.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UL46
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel