

Anti-Psme3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P - P61289

Artikelnummer: CM0014182



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PSME3 (PA28gamma, REG-gamma), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detektiert endogenes PSME3 in Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Proteasom- und Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSME3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Ki; PA28G; HEL-S-283; PA28gamma; REG-GAMMA; PA28-gamma; PSME3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10197
Gen-ID	10197
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 200-254 von humanem PSME3 (NP_005780.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61289
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel