

Anti-Psme3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper [Ko Validiert] Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61289

Artikelnummer: CM0018913



Einführung

Dieser [KO validierte] PSME3 Kaninchen-polyclonale Antikörper erkennt menschliches, Maus- und Ratten-PSME3, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Geeignet für Forschung zu Proteasomen und Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] PSME3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	Ki; PA28G; HEL-S-283; PA28gamma; REG-GAMMA; PA28-gamma; E3
Art	Mensch
GenID (Mensch)	10197
GenID	10197
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-254 von menschlichem PSME3 entspricht (NP_005780.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61289
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel