


Anti-Psme4-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14997

Artikelnummer: CM0016748



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen PSME4 (PA200), validiert in WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der Proteasom-vermittelten Histondegradation, Spermatogenese und der Reaktion auf DNA-Schäden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PSME4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PA200; PSME4
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	23198
Gen-ID	23198
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1634-1843 von humanem PSME4 (NP_055429.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q14997
Proteingewicht	211kDa
Versand	Eisbeutel