


Anti-Psmf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92530

Artikelnummer: CM0026747



Einführung

PSMF1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper entwickelt für Western Blot (WB), IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten PSMF1. Proteasom-Inhibitor PI31-Untereinheit, Schlüsselrolle bei der Kontrolle der Proteasom-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PI31; PSMF1
Spezies	Human
GeneID (Human)	9491
GeneID	9491
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-271 von humanem PSMF1 (NP_006805.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q92530
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel