


Anti-Psmg1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O95456

Artikelnummer: CM0017487



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den menschlichen Proteasom-Assemblierungs-Chaperon 1 (PSMG1); validiert für WB, IHC-P und ELISA; reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Proteasom-Assemblierung und des Down-Syndroms.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMG1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PAC1, DSCR2, PAC-1, C21LRP, LRPC21, PSMG1
Art	Mensch
GeneID	8624
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-288 des menschlichen PSMG1 entspricht (NP_003711.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95456
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku