


Anti-Pspc1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q8Wxf1

Artikelnummer: CM0029949



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PSPC1, eine Paraspeckle-Komponente und RNA-bindendes Protein. Validiert für WB, IHC-P, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Paraspeckle- und Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSPC1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PSP1; PSPC1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	55269
Gen-ID	55269
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-70 von humanem PSPC1 enthält (NP_001035879.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8WXF1
Protein-Gewicht	59kDa
Versand	Eistasche