

Anti-Psph Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P78330

Artikelnummer: CM0030463



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane Phosphoserin-Phosphatase (PSPH), validiert für Western Blot und ELISA, reaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Für die Serin-Biosyntheseforschung. P78330.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSPH Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PSP; PSPHD; PSPH
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5723
Gen-ID	5723
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-225 von humanem PSPH (NP_004568.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P78330
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel