

Anti-Psrc1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Pgn9

Artikelnummer: CM0021108

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PSRC1 (DDA3), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Forschung an mitotischen Spindeln und Chromosomensegregation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSRC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DDA3; FP3214; PSRC1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	84722
Gen-ID	84722
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-215 von humanem PSRC1 (NP_001005290.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q6PGN9
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel