

Anti-Psrc1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Pgn9

Artikelnummer: CM0025274

Einführung

Anti-PSRC1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes PSRC1, einen Regulator des mitotischen Spindelapparats, der an der Chromosomensegregation beteiligt ist. Geeignet für Zellzyklus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSRC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DDA3; FP3214; PSRC1
Spezies	Human
GeneID (Human)	84722
GeneID	84722
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-215 von humanem PSRC1 (NP_001005290.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q6PGN9
Protein-Gewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel