

Anti-Pstpip1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O43586

Artikelnummer: CM0026494



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PSTPIP1, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Regulation des Aktinzytoskeletts, der T-Zell-Aktivierung und der Inflammasom-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSTPIP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H-PIP; PAPAS; CD2BP1; PSTPIP; CD2BP1L; CD2BP1S; PSTPIP1
Spezies	Human
GeneID (Human)	9051
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O43586
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eistasche