

Anti-Ptbp1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P26599

Artikelnummer: CM0025402



Einführung

PTBP1 Kaninchen-pAb (P26599) erkennt humanes, murines und rattes PTBP1 mittels WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Dieser polyklonale Antikörper richtet sich gegen das Polypyrimidin-Trakt-bindende Protein 1, einen Schlüsselregulator des alternativen Spleißens, der für die RNA-Verarbeitungsforschung unerlässlich ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTBP1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PTB; PTB2; PTB3; PTB4; pPTB; HNRPI; PTB-1; PTB-T; HNRNP-I; HNRNP-I; PTBP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5725
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PTBP1 (NP_114368.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P26599
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel