


Anti-Ptbp2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If Und Ihc - Q9Uka9

Artikelnummer: CM0005638



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches PTBP2, validiert für Western Blot, Immunpräzipitation, Immunfluoreszenz und Immunhistochemie; reagiert mit PTBP2 von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zum Spleißen und zur Translation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTBP2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	nPTB; PTBLP; brPTB; PTBP2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	58155
Gen-ID	58155
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem PTBP2 (Q9UKA9) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKA9
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel