

Anti-Ptcd1 Poliklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 075127

Artikelnummer: CM0021074

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes PTCD1, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Entwickelt für Studien zur mitochondrialen tRNA-Verarbeitung und Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTCD1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	PTCD1
Art	Mensch
GeneID	26024
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 435-537 des humanen PTCD1 (NP_056360.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075127
Proteingewicht	79 kDa
Versand	Eisbeutel