


Anti-Ptcd3 Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ey7

Artikelnummer: CM0026838



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches PTCD3 (mS39). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt das mitochondriale Protein der kleinen ribosomalen Untereinheit mS39 in Proben von Menschen, Mäusen und Ratten. Geeignet für mitochondriale Forschung und Krankheitsdiagnostik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTCD3 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	COXPD51; MRP-S39; PTCD3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	55037
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 450-689 des menschlichen PTCD3 (NP_060422.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96EY7
Proteinmasse	79 kDa
Versand	Eisbeutel