


Polyklonaler Anti-Ptch1-Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q13635

Artikelnummer: CM0017882



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PTCH1, validiert für WB, IF-P und ELISA. Reagiert mit Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der Hedgehog-Signalübertragung, der Tumorsuppression und des Cholesterintransports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTCH1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PTC; BCNS; PTC1; PTCH; NBCCS; PTCH1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5727
GeneID	5727
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 770-970 des humanen PTCH1 (NP_000255.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q13635
Proteingewicht	161 kDa
Versand	Kühlakku