


## Anti-Ptch1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13635

Artikelnummer: CM0013757



### Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes PTCH1, einen Hedgehog-Rezeptor und Tumorsuppressor. Geeignet für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Signaltransduktions- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PTCH1 Kaninchen pAb                                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | PTC; BCNS; PTC1; PTCH; NBCCS; PTCH1                                                                                              |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                           |
| GenID (Mensch)    | 5727                                                                                                                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1214-1312 von humanem PTCH1 (NP_000255.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                        |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                           |
| Anwendung         | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                              |
| SWISS             | Q13635                                                                                                                           |
| Proteingewicht    | 161kDa                                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                        |