

Anti-Pten Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P60484

Artikelnummer: CM0002449



Einführung

KO-validierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes PTEN (P60484). Geeignet für Western Blot, Immunpräzipitation, ELISA und IF/ICC. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Krebs- und Signalforschungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validierter] PTEN Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliase	BZS, DEC, CWS1, GLM2, MHAM, TEP1, MMAC1, PTEN1, 10q23del, PTENbeta, EN
Spezies	Mensch
Gen-ID	5728 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-403 von humanem PTEN (P60484) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P60484
Proteinmasse	47kDa
Versand	Eisbeutel